

Blutdruck Monitor App

Datenlogger für Blutdruck Werte

Webseite:

<https://www.terminal-systems.de/wp/toolkits-de/blutdruckmonitor-2/>

Installation / Anwendung:

- Aktuell: via Google Play Store. Kostenfrei!
- Alternativ: ZIP Datei von unserer Webseite auf PC downloaden und auspacken (extrahieren!)
- Datei mit Endung .APK an Android Smartphone übertragen, z.B. per USB Kabel.
- Auf Android: Datei mit Endung APK anklicken und installieren!

<https://www.art-events.de/weblog/download-und-installation-einer-android-anwendung/>

Nicht vergessen: Berechtigungen vergeben!

Ab 2.007 und SDK30 / Android 11 sind keine Freigaben mehr notwendig!

Empfohlene Hardware:

- Android: Min. Android SDK24 / empfohlen SDK30.

```
defaultConfig {  
    applicationId "de.terminalsystems.blutdruckmonitor20"  
    minSdkVersion 19  
    targetSdkVersion 34  
    versionCode 9  
    versionName "2.009"
```

Aktuelle Version: Nur Deutsch

~~Abhängig von der Android Sprache auf dem Gerät.~~

Hinweis:

Es wird empfohlen vor dem Deinstallieren der Anwendung die bisher eingegebenen Werte über Export WERTE zu sichern!

Versionsliste / Changelog

Hinweis vor Benutzung oder für Software Update:

- 1) Bitte diesen Readme / Changelog in Bezug auf Veränderungen und Hinweise durchlesen.
- 2) Neue Versionen vor Echteinsatz ausführlich in gesicherter Umgebung mit echten Daten testen!
- 3) Alte Programme, Daten und alle Dateien vor Update sichern, Backups anlegen!

V 2.009 / 9 20240720

-> Umstellung auf Android SDK 34

V 2.008. Build 8. 20231201

-> Umstellung auf Android 33.

V 2.007. Build 7. 20211108

-> Redesign der App für Storage Framework. Nutzung nun auch SDK30/Android11.

-> Datenspeicherung: intern, Freigaben nicht notwendig.

-> Activity WERTE. Neue Funktionen!

-> NEU: Daten in Datei exportieren. User kann Datei auswählen. Daten werden exportiert.

-> NEU: Daten löschen. Alle internen Daten können gelöscht werden.

-> NEU: Daten importieren. User kann Datei auswählen. Daten werden importiert.

V 2.006. Build 6 20211105

-> Berechtigung SPEICHER. Prüfung auch bei Werte anzeigen!

V 2.005. Build 5. 2021

-> Erweiterung auf SDK29/Android10.

-> Berechtigung SPEICHER bei Button Speichern prüfen und anfragen, wenn nicht vorhanden!

-> Cursor Sprungziele bei Eingaben optimiert

V. 1.000 Build 1 2021

-> Grundprogramm erstellt.

Wichtiger Hinweis:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Software und Softwareteile unseres Hauses werden mit höchstmöglicher Sorgfalt erstellt und gewissenhaft getestet. Trotz höchster Sorgfalt kann es vorkommen, dass Softwarefehler oder Gerätestörungen auftreten, die Konsequenzen nach sich ziehen. Wir empfehlen daher, Software, Systeme und Systemlösungen ausführlich zu testen und regelmäßig fachmännisch anerkannte aktuelle Maßnahmen zur Datensicherung und -Wiederherstellung durchzuführen. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für mögliches unerwünschtes Verhalten, für Fehler und für ihre Folgen. Bilder zeigen Beispiele. Mit der Nutzung unserer Produkte haben Sie unsere AGB anerkannt.